

2013 年 5 月 1 日改訂(第 2 版)*
2012 年 5 月 16 日作成(第 1 版)

認証番号:224ADBZX00074000

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 JMDN 70004010
管理医療機器

歯科用デジタル式X線撮影センサ RVG6100デジタルX線センサ

【禁忌・禁止】

- ・内部を開たり、分解しないこと(内部回路に触れると感電の恐れがあります。また機器が破損することがあります。)
- ・センサ部、リモートコントロール部に落下・衝撃を与えないこと(機器が破損することがあります。)
- ・センサを消毒する際に規定以上の長時間、消毒液に浸さないでください。また、加圧滅菌機に入れないでください。センサの故障の原因になります。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成品

- センサ本体
以下から構成される。
- (1)センサ部
 - (2)リモートコントロール部
 - (3)USB コネクタ
 - (4)ケーブル

全長: 2.5m
センサ部外形寸法: (幅×高さ×奥行)
サイズ 0 型: 22.2×30.8×7.3mm
サイズ 1 型: 27.5×37.7×7.3mm
サイズ 2 型: 32.2×44.1×7.3mm



2. 電氣的定格(PCと接続時)

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz
定格電流: 5A

3. 機器の分類

保護の形式:クラスⅠ機器
保護の程度:BF 形装着部

4. 動作原理

1. 歯牙を透過したエックス線は、本センサの蛍光板によって可視光線として捕らえられ、光情報に変換される。
2. 光情報は、ガラスファイバで平行に揃えられ、CMOS センサが受光量に応じた電気信号に変換する。
3. 2 項で得られた電気信号をデジタル信号に変換し、画像データを作成する。

【使用目的】

本製品は、口腔内で使用するデジタル式歯科用エックス線撮影センサで、歯牙を透過した X 線を検出し、出力されるデジタル信号を画像処理装置に取り込み、診療のために画像情報を提供する。

【品目仕様等】

JIS Z4752-3-4:医用画像部門における品質維持の評価及び日常試験方法—第 3-4 部: 受け入れ試験—歯科用 X 線装置の画像性能における以下の項目

- ラインペア解像度
- 低コントラスト解像度

試験方法は自社基準による。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用準備及び電源投入

- ① 本センサおよびケーブルなどは、患者毎に消毒を行ってから使用する。
- ② 本センサの USB コネクタをパソコンの USB コネクタに接続する。
- ③ 本センサに使い捨ての保護袋をかぶせる。

2. 使用方法

- ① 患者名、患者番号、性別、生年月日などの患者情報をコンピュータのキーボードから入力する。
- ② 患者の口腔内の撮影位置に本センサをセットする。
- ③ スタンバイボタンを押し、エックス線撮影を行う。
- ④ 撮影が終わったら、患者の口腔内からセンサを取り出し、保護袋を廃棄する。
- ⑤ 読み取られたデータは最適にデジタル画像処理され、画像データとしてコンピュータに保存され、モニターに画像を表示する。
- ⑥ 画像表示では画像の回転、反転、ウィンドウレベル/幅の調整を行うことが出来る。

3. システムの終了

- ① 撮影が本センサの USB コネクタをパソコンの USB コネクタから外す。
- ② 各患者ごとにセンサーを消毒します。ケーブルなどは消毒用のワイプでセンサーを清掃してください。センサーを消毒する際は、ギガセプトの 0.5%溶液を作り、15 分間浸けてください。

【使用上の注意】

1. 装置を使用の際は、使用環境条件及び設置環境を守ること。
 2. 装置のカバーを開けた状態で使用しないこと。高電圧部による感電の可能性があります。
 3. 装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。
 4. 装置のコネクタ部に水等がかからない場所で使用すること。
 5. 使用前に、コードコネクタが PC (本品に含まず) の USB コネクタに確実に接続していることを確認すること。
 6. 本品を PC、HUB(本品に含まず)と接続する場合は、JIS C6950-1:2009 の適合品を使用すること。
 7. 患者毎にセンサ部の消毒を行うこと。
 8. 唾液や血液等が付着した場合には、その都度、消毒を行うこと。
 9. 保護袋は1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
 10. センサ、コントローラの接続部に過度の負荷をかけないでください。故障の原因になります。
 11. 本製品の周辺に火気を近づけないこと
- 詳細は取扱説明書を参照してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管条件
温度:-10℃から 60℃
2. 有効期間(耐用年数)
使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に限り 6 年です。
(自己認証(当社データ)による)

【保守点検に係る事項】

1. 医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。特に、コードに剥離、断線がないか目視での点検を実施してください。
詳細は取扱説明書を参照してください。

【包装】

1 セット単位

【製造販売業者及び製造業者等の名称及び住所等】*

製造販売業者名 : ケアストリームヘルス株式会社

住所 : 〒135-0041
東京都江東区冬木 11-17

電話 : 03-5646-2500

製造業社名 : ケアストリームヘルス株式会社 辰巳センター

住所 : 〒135-0053
東京都江東区辰巳3-11-10日本通運株式会社
江東辰巳航空貨物センター内

電話 : 03-5646-2500